



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT





Phiên bản 1.2, cập nhật ngày 06/02/2023



MOBILE APP BÁC SĨ CHO MỌI NHÀ



1. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS


Link cài đặt: <https://tinyurl.com/2b3znch2> hoặc quét Qrcode phía dưới

Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 1	Quét QR CODE bằng camera hoặc ứng dụng hỗ trợ	
Bước 2	Chọn biểu tượng màu vàng trên giao diện màn hình	

Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 3	Chọn Install	 <p>The screenshot shows the App Center interface for the application 'Bac si cho moi nha'. The 'INSTALL' button is highlighted with a red box.</p>
Bước 4	Chọn Cài đặt	 <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Downloading...'. It contains the text: "appcenter.ms" muốn cài đặt "Bac si cho moi nha". The 'Cài đặt' (Install) button is highlighted with a red box.</p>
Bước 5	Sau khi cài đặt xong, người dùng mở ứng dụng sẽ có thông báo như hình, chọn Hủy	 <p>The screenshot shows a warning dialog box titled 'Nhà phát triển Doanh nghiệp Không được tin cậy'. It contains the text: "iPhone Distribution: FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED" chưa được tin cậy trên iPhone này. Cho tới khi nhà phát triển này được tin cậy, các ứng dụng doanh nghiệp của họ sẽ không có sẵn để sử dụng. The 'Hủy' (Cancel) button is highlighted with a red box.</p>
Bước 6	Vào Cài đặt -> Cài đặt chung của thiết bị	 <p>The screenshot shows the iPhone Settings app. The 'Cài đặt chung' (General) option is highlighted with a red box.</p>




Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 7	Chọn Quản lý VPN & Thiết bị	 <p>The screenshot shows the 'Cài đặt chung' (General Settings) screen. At the top, there is a back arrow and the text 'Cài đặt' (Settings) and 'Cài đặt chung' (General Settings). Below this, there are several settings options, each with a right-pointing chevron: 'Làm mới ứng dụng trong nền' (Refresh background applications), 'Ngày & Giờ' (Date & Time), 'Bàn phím' (Keyboard), 'Phông chữ' (Font), 'Ngôn ngữ & Vùng' (Language & Region), 'Từ điển' (Dictionary), 'Quản lý VPN & Thiết bị' (VPN & Device Management), and 'Pháp lý & Quy định' (Legal & Terms). The 'Quản lý VPN & Thiết bị' option is highlighted with a red rectangular box.</p>
Bước 8	Chọn dòng “FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED”	 <p>The screenshot shows the 'Quản lý VPN & Thiết bị' (VPN & Device Management) screen. A red rectangular box highlights a VPN profile entry. The entry contains the text 'FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED' and 'Không tin cậy' (Not trusted). To the left of the text is a small circular icon with a gear, and to the right is a right-pointing chevron.</p>



Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 9	Chọn dòng “Tin cậy “FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED””	 <p>The screenshot shows a notification from 'FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED'. The notification text reads: 'Ứng dụng từ nhà phát triển “iPhone Distribution: FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED” không được tin cậy trên iPhone này và sẽ không hoạt động cho tới khi nhà phát triển được tin cậy.' Below the text is a button labeled 'Tin cậy “FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED”' which is highlighted with a red rectangular box.</p>
Bước 10	Chọn “Tin cậy”	 <p>The screenshot shows the same notification as in Step 9. The notification text reads: 'Tin cậy ứng dụng của “iPhone Distribution: FPT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED” trên iPhone này. Tin cậy sẽ cho phép sử dụng bất kỳ ứng dụng nào từ nhà phát triển doanh nghiệp này trên iPhone của bạn và có thể cho phép truy cập vào dữ liệu của bạn.' At the bottom of the notification, there are two buttons: 'Hủy' and 'Tin cậy'. The 'Tin cậy' button is highlighted with a red rectangular box.</p>

Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 11	Mở ứng dụng Bác sĩ cho mọi nhà để sử dụng	




2. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android


- Cách 1: Tải app Bác sĩ cho mọi nhà từ kho ứng dụng

Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 1	Cách 1: Quét QR CODE bằng camera hoặc ứng dụng hỗ trợ	
	Cách 2: Truy cập kho ứng dụng Google play, tìm từ khóa “Bác sĩ cho mọi nhà”	
Bước 2	Chọn Cài đặt	

Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 3	Sau khi cài đặt xong, chọn Mở	
Bước 4	Giao diện sử dụng app Bác sĩ cho mọi nhà	

- Cách 2: Cài đặt app Bác sĩ cho mọi nhà từ link:

Bước	Cách thực hiện	Hình ảnh
Bước 1	<p>Truy cập link: https://cd3-api.yte360.com/bucket/bacsichomoinha.apk để tải ứng dụng (Lưu ý: copy link và dán vào google để truy cập; không mở link từ cửa sổ Zalo)</p>	
Bước 2	<p>Truy cập thư mục Quản lý/Files (hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật để được hỗ trợ thêm, nếu anh chị không tìm được thư mục này trên điện thoại)</p>	
Bước 3:	<p>Chọn mục Tải xuống</p>	

<p>Bước 4</p>	<p>Chọn vào mục Bác sĩ cho mọi nhà vừa tải về</p>	
<p>Bước 5</p>	<p>Chọn cài đặt để cài đặt app Bác sĩ cho mọi nhà</p>	